

Автоматизированная интегрированная система «МКТ-Медицинская организация»

Программа для ЭВМ «МКТ-Администратор»

Описание функциональных характеристик

**г. Краснодар
2024**

Права на этот документ являются принадлежат ООО «Медицинские Компьютерные Технологии» (ООО «МедКомТех»).

Копирование документа целиком или его фрагментов, распространение, публичное воспроизведение, в том числе в переводе, изменение, а также передача во временное или постоянное пользование третьим лицам, использование в коммерческих целях возможны только с письменного разрешения ООО «МедКомТех».

Документ может быть изменён без предварительного уведомления.

За содержание, качество, актуальность и достоверность представленных в документе материалов, а также за возможный ущерб, связанный с использованием этих материалов ООО «МедКомТех» ответственности не несёт.

Все использованные в этом документе товарные знаки, названия продуктов, логотипы или знаки обслуживания являются собственностью соответствующих правообладателей. Документ или его часть не может быть расценены как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведённых в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя недопустимо.

Дата редакции документа: 11.04.2024

Версия редакции документа: 1.1.2-г

Об обнаруженных ошибках и недочетах просим сообщать по адресу электронной почты с указанием версии редакции документа: nvv@medcomtech.ru.

ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»

Юридический, фактический и почтовый адрес: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 295, офис 7.3.

Официальный сайт: www.medcomtech.ru

Телефон: +7 (861) 991-03-50

Адрес электронной почты: vnedr@medcomtech.ru

Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Наименование программы для ЭВМ	4
1.2. Разработчик	4
1.3. Краткое описание	4
1.4. Назначение	4
1.5. Цели разработки	4
2. Основные функциональные характеристики	4
2.1. Управление учетными записями:	4
2.2. Общее администрирование АИС «МКТ-Медицинская организация»:	5
2.3. Настройка общих параметров медицинской организации:	5
2.4. Администрирование нормативно-справочной информации:	6
2.5. Настройка работы с лекарственными препаратами:	6
2.6. Настройка выходных форм:	6
2.7. Иные функции:	6
3. Входные данные	7
3.1. Описание входных данных	7
4. Выходные данные	7
4.1. Описание выходных данных	7
5. Технические требования	7
5.1. Минимальные технические требования:	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование программы для ЭВМ

Полное наименование: «МКТ-Администратор».

Условное наименование: Программа для ЭВМ.

1.2. Разработчик

Разработчиком Программы для ЭВМ является Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Компьютерные Технологии» (ООО «МедКомТех»).

1.3. Краткое описание

Программа для ЭВМ является ключевым элементом автоматизированной интегрированной системы (далее – АИС) «МКТ-Медицинская организация» и обеспечивает настройку параметров взаимодействия элементов АИС «МКТ-Медицинская организация», управление учетными записями, общее администрирование АИС «МКТ-Медицинская организация», настройку общих параметров медицинской организации, администрирование нормативно-справочной информации, настройку работы с лекарственными препаратами, настройку выходных экранных и печатных форм.

1.4. Назначение

Программа для ЭВМ предназначена для автоматизации настройки параметров взаимодействия элементов АИС «МКТ-Медицинская организация», управления учетными записями, общего администрирования, администрирования нормативно-справочной информацией.

1.5. Цели разработки

Программа для ЭВМ разработана с целью централизованного управления настройками элементов АИС «МКТ-Медицинская организация» и администрирования нормативно-справочной информацией.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Управление учетными записями:

- администрирование учетных записей пользователей;
- управление правами доступа пользователей;
- просмотр подключений пользователей к базе данных.

2.2. Общее администрирование АИС «МКТ-Медицинская организация»:

- выполнение скриптов на базе данных;
- просмотр истории выполнения скриптов и обновлений;
- администрирование ограничения по времени для активных, но бездействующих сеансов пользователей.

2.3. Настройка общих параметров медицинской организации:

- ведение структуры медицинской организации (далее – МО) с возможностью её иерархического построения;
- настройка основных сведений о МО:
 - тип (стационар, поликлиника, стоматология, санаторий);
 - обслуживаемый контингент (взрослые, дети, все);
 - ведется ли приём по расписанию;
 - сведения о лицензиях на медицинскую деятельность;
- ввод штатного списка МО;
- ведение списка обслуживаемых организаций;
- администрирование настройки услуг, выполняемых врачом при вызове на дом;
- администрирование ресурсов и расписания работы сотрудников и кабинетов амбулаторной службы, а также неотложной службы медицинской организации;
- администрирование видов отображения остатков при работе с требованиями отделений (показывать остатки количественно, показывать только наличие, не показывать);
- администрирование параметров по умолчанию при вводе информации в рамках амбулаторных карт или стационарных историй болезни;
- администрирование реквизитов, которые не важны при вводе данных;
- администрирование списка автодорог для учета пациентов, доставленных после ДТП;
- настройка групп услуг («Операции» и «Переливание крови») для их последующего ввода с помощью программных средств для автоматизации рабочего места лечащего врача клинического отделения стационара и для автоматизации работы медицинского статистика стационара.

2.4. Администрирование нормативно-справочной информации:

- ведение справочника участков для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в разрезе типов («терапевтический», «педиатрический», «врач общей практики») с проверкой соответствия типа участка и его кода;
- ведение справочника плательщиков (с возможностью проставления признака актуальности для плательщиков, не участвующих в системе ОМС);
- создание рабочего справочника услуг организации посредством добавления нужных записей из полного справочника АИС;
- просмотр списка стандартов оказания медицинской помощи;
- просмотр списка клинико-статистических групп (КСГ);
- ведение справочников: виды оплаты, виды расценок;
- ведение справочника цен на медицинские услуги;
- импорт формализованной нормативно-справочной информации в виде справочников;
- возможность импорта тарифов из Excel-файла.

2.5. Настройка работы с лекарственными препаратами:

- администрирование данных о складе больничной аптеки и складах отделений учреждения указанием адреса места осуществления деятельности в ИС «Маркировка лекарств»;
- администрирование сведений об ответственных за склад медикаментов больничной аптеки или отделения;
- настройка связи склада поста и палат отделения.

2.6. Настройка выходных форм:

- настройка выходных экранных и печатных форм, которые формируются в программах для ЭВМ АИС «МКТ-Медицинская организация».

2.7. Иные функции:

- просмотр населенных пунктов и улиц по муниципальному образованию, где расположена медицинская организация.

3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Описание входных данных

Входные данные в Программе представляют собой вводимую информацию пользователем при работе с программой в специальные поля, данные из импортируемых файлов, а также выбор вариантов настроек пользователем из возможных.

4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Описание выходных данных

Выходные данные в Программе для ЭВМ представляют собой отображение информации на экранных формах, вывод отчетов на экран, их печать и сохранение в различных текстовых и табличных форматах по выбору пользователя, а также экспорт данных в форматы Excel и DBF.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Минимальные технические требования:

- стационарный компьютер или ноутбук;
- центральный процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);
- оперативная память от 4096 МБ и выше;
- свободное дисковое пространство для установки от 2048 МБ;
- стандартный монитор SVGA от 19” при разрешении экрана 1024*768 точек на дюйм и больше;
- манипуляторы ввода клавиатура и мышь;
- операционная система Astra Linux Common Edition 2.12 (с использованием Wine 6.0 и выше) и выше, Astra Linux Special Edition 1.7 и выше (с использованием Wine 8.0 и выше);
- сетевая плата от 10 Мбит/с.