

**Автоматизированная интегрированная система
«МКТ-Медицинская организация»**

**Программа для ЭВМ
«МКТ-Агент больничной аптеки»**

Описание функциональных характеристик

**г. Краснодар
2025**

Права на этот документ принадлежат ООО «Медицинские Компьютерные Технологии» (ООО «МедКомТех»).

Копирование документа целиком или его фрагментов, распространение, публичное воспроизведение, в том числе в переводе, изменение, а также передача во временное или постоянное пользование третьим лицам, использование в коммерческих целях возможны только с письменного разрешения ООО «МедКомТех».

Документ может быть изменён без предварительного уведомления.

За содержание, качество, актуальность и достоверность представленных в документе материалов, а также за возможный ущерб, связанный с использованием этих материалов ООО «МедКомТех» ответственности не несёт.

Все использованные в этом документе товарные знаки, названия продуктов, логотипы или знаки обслуживания являются собственностью соответствующих правообладателей. Документ или его часть не может быть расценены как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведённых в нём. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя недопустимо.

Дата редакции документа: 26.09.2025

Версия редакции документа: 1.1.1-г

Об обнаруженных ошибках и недочётах просим сообщать по адресу электронной почты с указанием версии редакции документа: nvv@medcomtech.ru.

ООО «МедКомТех»

Юридический, фактический и почтовый адрес: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 295, офис 7.3.

Официальный сайт: www.medcomtech.ru

Телефон: +7 (861) 991-03-50

Адрес электронной почты: vnedr@medcomtech.ru

Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Наименование программы для ЭВМ	4
1.2. Разработчик	4
1.3. Краткое описание.....	4
1.4. Назначение	4
1.5. Цели разработки.....	4
2. Основные функциональные характеристики.....	4
2.1. Программа для ЭВМ обеспечивает выполнение следующих функций:	4
3. Входные данные	5
3.1. Описание входных данных	5
4. Выходные данные	5
4.1. Описание выходных данных.....	5
5. Технические требования.....	5
5.1. Минимальные технические требования:	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование программы для ЭВМ

Полное наименование: «МКТ-Агент больничной аптеки».

Условное наименование: Программа для ЭВМ.

1.2. Разработчик

Разработчиком Программы для ЭВМ является Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Компьютерные Технологии» (ООО «МедКомТех»).

1.3. Краткое описание

Программа для ЭВМ позволяет проводить обмен данными между автоматизированной интегрированной системой (далее – АИС) «МКТ-Медицинская организация» и ФГИС МДЛП системы «Честный знак», а также направлять информацию на регистратор выбытия об упаковках, выводимых из оборота. Программа для ЭВМ представляет собой функциональный модуль АИС «МКТ-Медицинская организация».

1.4. Назначение

Программа для ЭВМ предназначена для автоматизации обмена данными между медицинской организацией и ФГИС МДЛП системы «Честный знак», а также регистратором выбытия с использованием АИС «МКТ-Медицинская организация».

1.5. Цели разработки

Программа для ЭВМ разработана с целью автоматизации работы персонала больничной аптеки при ведении учёта лекарственных препаратов, расходных материалов, изделий медицинского назначения с использованием АИС «МКТ-Медицинская организация».

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Программа для ЭВМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- Обмен электронными накладными с поставщиками через ФГИС МДЛП;
- Импорт из ФГИС МДЛП маркированных упаковок (транспортные и потребительские);

- Передача накладных, содержащих маркированные упаковки, в отделения или другие медицинские организации, имеющие зарегистрированное место деятельности в ФГИС МДЛП;
- Направление на регистратор выбытия пула кодов SGTIN упаковок, выводимых из оборота;
- Проведение списания маркированных упаковок по установленной схеме обмена данными (без передачи на регистратор выбытия).

3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1.Описание входных данных

Входные данные в Программе для ЭВМ представляют собой:

- информацию, необходимую для настройки Программы для ЭВМ и вводимую пользователем при работе с ней в специальные поля, а также выбор вариантов пользователем из возможных;
- данные и технические сообщения, получаемые из ФГИС МДЛП;
- технические сообщения, получаемые от регистратора выбытия;
- информация, получаемая из базы данных АИС «МКТ-Медицинская организация».

4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1.Описание выходных данных

Выходные данные в Программе для ЭВМ представляют собой:

- информация на экранных формах, отображаемых при взаимодействии пользователя с контекстным меню Программы для ЭВМ в области уведомлений панели задач, сохранение в различных текстовых и табличных форматах по выбору пользователя;
- данные передаваемые в ФГИС МДЛП;
- данные передаваемые на регистратор выбытия;
- данные передаваемые в базу данных АИС «МКТ-Медицинская организация».

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1.Минимальные технические требования:

- стационарный компьютер или ноутбук;
- центральный процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);

- оперативная память от 4096 МБ и выше;
- свободное дисковое пространство для установки от 2048 МБ;
- стандартный монитор SVGA от 19” при разрешении экрана 1024*768 точек на дюйм и больше;
- манипуляторы ввода клавиатура и мышь;
- операционная система Astra Linux Common Edition 2.12 (с использованием Wine 6.0 и выше) и выше, Astra Linux Special Edition 1.7 и выше (с использованием Wine 8.0 и выше);
- сетевая плата от 10 Мбит/с;
- доступ к ФГИС МДЛП, посредством сети Интернет;
- соединение с регистраторам выбытия посредством локальной сети.